


# TRYM

Sistema  
intersomático en peek  
para fusión lumbar.



***Celdas para artrodesis  
intervertebral por distintos  
procedimientos y  
abordaje***

## CAPSA - PLIF

Sistema de fusión intersomático para abordaje lumbar por vía posterior.




Celdas para colocación por procedimiento bilateral con técnica PLIF o unilateral por la vía convencional del tlf.

De forma convexa, facilita su colocación y funciona como buen complemento del sistema **NOVA TAURUS®** en la artrodesis lumbosacra.

### MEDIDAS

- 22mm x 8mm x 4°
- 22mm x 10mm x 4°
- 22mm x 12mm x 4°
- 26mm x 8mm x 4°
- 26mm x 10mm x 4°
- 26mm x 12mm x 4°



## EXPANLIF- ALIF

Sistema de fusión intersomático para abordaje lumbar por vía anterior.



El dispositivo **Expanlif** permite un nuevo tratamiento de las complejidades lumbares abordando la columna por vía anterior.

Su diseño con quilla central minimiza los casos de migración. Fabricado con importante cavidad central para una buena colocación de injerto óseo.

### MEDIDAS

- 8 mm x 0°
- 8 mm x 4°
- 8mm x 8°
- 10mm x 0°
- 10mm x 4°
- 10mm x 8°
- 12mm x 0°
- 12mm x 4°
- 12mm x 8°

